

新型コロナウイルス抗原検査ペン型デバイス

日本製
Made in Japan



約**15分**で検出
オミクロン株[※]対応



※現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。オミクロン株対応(理論上のみ)

【本製品の特徴】

- ① 安心・安全の日本製、オミクロン株対応。
- ② 唾液を採取するだけ、約15分で簡単に検査が出来ます。
- ③ 精度99.4%以上
- ④ 本検査キットを使用して陽性の方は、メーカーのPCR検査センターにて無料でPCR検査を行います。(予約が必要になります。)

【使用方法】



① 口の中をコレクターで拭い、しっかり唾液をしみこませてください。約2分間程度が目安です。

② 幾何学模様が抽出バッファに入るまで強く押し込んでください。

③ 約15分間色つきのラインが表示されるまで待ちます。

【価格】

1本 ¥1260-(税別) 追加でのご注文も承ります。

↓ 下記欄に記入いただき、ご注文書としてご使用可能です。 **24時間受付 FAX:052-913-5890**

貴社名		ご担当者名	
ご住所	〒	電話	
	E-mail	FAX	
注文数			

株式会社 山田産業
 〒462-0044
 愛知県名古屋市中区元志賀町1丁目65番地
 TEL 052-981-1222 FAX 052-913-5890